

VAKUM KAVANOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik malzemedен plastik enjeksiyon yolu ile imal edilmiş olmalıdır.
2. Duvar askı sacı ve sepeti paslanmaz çelik malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
3. Otoklavda 120 °C 'ye kadar steril edilebilmelidir.
4. Taşma vanalıdır.Dolduđu zaman otomatik olarak kapanacak şekilde olmalıdır.
5. 2 lt. Kapasiteli olmalıdır.
6. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır.