

DUVAR MONTELİ YATAY YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ŞARTNAMESİ

1. Yatay Tip Yoğun Bakım Ünitesi iki adet minimum 120x55 mm kesitinde Alüminyum kanaldan oluşmalı bu kanallarda üstteki Elektrik Servislerini alttaki ise Tıbbi Gaz Prizlerini bulundurmalıdır.
2. Yatay Tip Yoğun Bakım Ünitesi ana gövde trunkları birbirlerine bağlı olmalı ve alt ve üst kısmında eloksallı Alüminyum malzemedен imal edilmiş cihaz askı rayları sabit bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
3. Tıbbi gaz prizleri tesisata kaynakla bağlanmalı ve ünitenin sağ veya sol tarafından üniteneden çıkmalıdır.
4. İki adet Alüminyum kanaldan üst tarafta olan Elektrik servislerini bulundurmalı, alt kanal ise Tıbbi Gaz Prizleri için ayrılmış olmalıdır.
5. Elektrik Prizleri mutlak surette metal kasalar içerisine ve bu kasa yardımı ile ana gövdeye monte edilmeli, kesinlikle kapaklara herhangi bir Elektriksel armatür monte edilmemeli, ön veya alt kapak söküldüğünde hiçbir elektrik armatürü üzerinde olmamalıdır.
6. Tüm sökülebilir kapaklar topraklama kablosu ile ana gövdedeki topraklamaya bağlanmalıdır.
7. Alüminyum profillerin tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmeli ancak arzu edildiği takdirde elektrostatik sistemde RAL kataloğundan seçilecek muhtelif renklerde elektrostatik toz boyayla boyanabilmesi mümkün olmalıdır.
8. Ünite kapakları kolay sökülüp takılabilen tipte olacaktır, kesinlikle gövdeye vida ile tutturulmayacaktır.
9. Elektrik Bağlantıları yanmaz kablodan olacak ve kablo terminalleri soket tipi geçmeli olacak, terminaller Düşük Voltaj(LV) ve Sinyal ve Telefon(SELV) olmak üzere 2 adet olacak ve kablo soketleri kolay sökülebilir olacaktır.
10. Üniteler CE Belgeli Olacak ve Belge kapsamında açıkça yazılı olacaktır. Belge ihale evrakları ile birlikte verilmelidir.
11. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgesine sahip olacak ve işin kapsamı belgede açıkça yazılı olacaktır. Belge ihale evrakları ile birlikte verilmelidir.